


GUIA RÁPIDA PARA LA TOMA DE MUESTRA



GUIA RÁPIDA PARA LA TOMA DE MUESTRA

DESCRIPCIÓN
<p>MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ficha epidemiológica correctamente llenada · Equipo de protección personal: Bata desechable o bata manga larga, mascarilla N95, guantes y protección ocular. · Dos hisopos de poliéster o dacrón por paciente *No utilizar hisopos de alginato de calcio, algodón o con palillo de madera ya que esos pueden interferir con la prueba. · Depresor de lengua (si se requiere) · Medio de transporte Viral (MTV) *No se aceptarán otros medios como Medio de transporte Universal (UTM) y/o Medio de Transporte Molecular (MTM). Si no poseen medio de transporte solicitar a la Unidad de Virus Respiratorios. · Hielera · Gradilla para tubos de 15 mL · Ice packs o baterías de hielo · Marcador permanente
<p>SOLICITUD DE MEDIOS DE TRANSPORTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redactar oficio dirigido al director de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud: <i>Nombre del director (a)</i> <i>Director (a)</i> <i>Dirección del Laboratorio Nacional de Salud</i> 2. Enviar el oficio al correo electrónico: Jefatura@lns.gob.gt Cc: nic.uvr@lns.gob.gt 3. Esperar respuesta vía correo electrónico. 4. Presentarse en la Ventanilla 1 (Recepción de muestras de referencia para la Vigilancia Epidemiológica), con oficio original y copia. 5. La cantidad de MTV a entregar dependerá de la disponibilidad con la que cuente la Unidad de Virus Respiratorios. 6. Enviar hieleras con gradillas y baterías congeladas, para transportar los medios. 7. Pedir a los pilotos poseer disponibilidad de tiempo ya que la gestión de entrega de los MTV lleva un proceso.
<p>PASO 1: Rotular con tinta indeleble y de manera legible los datos solicitados como nombre del paciente.</p>
<p>PASO 2: Se le solicita al paciente inclinar la cabeza hacia atrás y colocar en un ángulo aproximado de 70 grados.</p>
<p>PASO 3: Introducir el hisopo de poliéster o dacrón estéril flexible con suavidad a través de la fosa nasal hasta la nasofaringe (porción de la faringe que se encuentra sobre el techo de la boca)</p>
<p>PASO 4: Con el hisopo dentro de la nasofaringe rotarlo suavemente durante tres segundos, esto facilita a que las células se queden ancladas en la cabeza del hisopo.</p>
<p>PASO 5: Inmediatamente colocar el hisopo en el medio de transporte viral, quebrar si es necesario la porción excedente del mango del hisopo.</p>
<p>*PASO 6: Con un depresor de lengua, hacer presión sobre la lengua hacia abajo, a fin de dejar descubierta la orofaringe. (Este paso es opcional si se cuenta con el material necesario para la toma de muestra orofaríngea)</p>
<p>PASO 7: Introducir un segundo hisopo hasta la orofaringe y raspar suavemente la misma, se debe de tener cuidado de no topar en ningún momento la garganta, lengua o carillos.</p>
<p>PASO 8: Inmediatamente colocar el segundo hisopo dentro del medio de transporte viral, quebrar la porción excedente del mango del hisopo y cerrar el tubo adecuadamente para evitar derrames.</p>
<p>PASO 9: Mantener la cadena de frío introduciendo tubo con muestra en gradilla dentro de hielera con baterías de hielo (almacenadas previamente en congelador a -20°C) y transportarla al lugar de almacenamiento previo al envío.</p>
<p>PASO 10: Envío de muestras en lapso menor a 72 hrs deberán ser almacenadas a temperatura de refrigeración (2-8°C). Envío de muestras en un lapso mayor a 72 hrs, deberán ser almacenadas a temperatura de congelación (-20°C).</p>